ROK	Nr zespołu	Lp.	Nazwisko	Imię	Sporządził
2021	4	1	Ryś	Przemysław	
Grupa dziekanatów a		2	Penkala	Roch	X
1		3			
	Data: 07.05.2021	4			

## Ćwiczenie nr 1 Własności kwasów i zasad

### 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie właściwości niektórych kwasów i zasad.

### 2 Opis wykonanych eksperymentów

W celu wykonania ćwiczenia użyto roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.

## 3 Wyniki (odpowiedzi do podpunktów z sekcji "Opracowanie wyników")

1. Do różnych probówek z roztworami kwasu lub zasady dodano wskaźniki. Niektóre roztwory zmieniły kolor co opisuje tabela.

wskaźnik	Barwa wskaźnika	Barwa roztworu kwasu	Barwa roztworu zasady
fenoloftaleina	bezbarwna	brak zmian (bezbarwna)	fioletowy, malinowy
oranż metylowy	pomarańczowy	czerwony	brak zmian (pomarańczowy)
błękit bromotymolowy	pomarańczowy	brak zmian (pomarańczowy)	niebieski

### 2. Obserwacje:

- roztwór FeCl<sub>3</sub> ma żółtą barwę
- wytwarza się glutowaty osad w kolorze rdzawo-pomarańczowym

Wnioski:

• 3 NaOH + FeCl<sub>3</sub>  $\longrightarrow$  Fe(OH)<sub>3</sub>  $\downarrow$  (wodorotlenek żelaza(III)) + 3 NaCl

Wodotlenki aktywniejszych metali(Na, K) można otrzymać bezpośrednio mieszając je z wodą.

#### 3. Obserwacje:

• zmieszane Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, NaOH tworzą mętny osad

Pierwsza probówka do której dodawano HCl:

osad zanika

Druga probówka do której dodawano NaOH:

• osad zanika

Wnioski:

- na początku  $Al_2(SO_4)_3 + 6 NaOH \longrightarrow 2 Al(OH)_3 \downarrow + 3 Na_2SO_4$
- w probówce z HCl:  $Al(OH)_3 + 3 HCl \longrightarrow AlCl_3 + 3 H_2O$ ,  $AlCl_3$  jest rozpuszczalne w wodzie, dlatego osad zanika
- w probówce z NaOH:
   NaOH + Al(OH)<sub>3</sub> → Na[Al(OH)<sub>4</sub>]
   3 NaOH + Al(OH)<sub>3</sub> → Na<sub>3</sub>[Al(OH)<sub>6</sub>]
   tetra i heksahydroksoglinian sodu są rozpuszczalne w wodzie, dlatego osad zanika

Związkami o podobnych właściwościach do Al(OH) $_3$  są Zn(OH) $_2$  i Cr(OH) $_3$ 

4. NaOH + HCl 
$$\longrightarrow$$
 NaCl + H<sub>2</sub>O  
Na<sup>+</sup> + Cl<sup>-</sup>  $\longrightarrow$  NaCl  
Instnieją również:  
KOH + HNO<sub>3</sub>  $\longrightarrow$  KNO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O  
K<sup>+</sup> + NO<sub>3</sub><sup>-</sup>  $\longrightarrow$  KNO<sub>3</sub>  
Mg(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $\longrightarrow$  MgSO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O  
Mg<sup>2+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>  $\longrightarrow$  MgSO<sub>4</sub>

### 5. Obliczenia HCl

$$C_{mol} = 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \quad V_1 = 0.25 \text{dm}^3$$
  
 $n = C_{mol} V_1 = 0.025 \text{mol}$   
 $m_{sub} = Mn = 0.9125 \text{g}$ 

Wiemy też

$$C_{\%}m_{roz} = m_{sub}, \quad m_{roz} = V_2 d$$

$$V_2 = \frac{m_{sub}}{C_{\%} d} \approx 2.13 \text{cm}^3$$

Obliczenia Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

$$C = 0.05 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \quad V = 0.1 \text{dm}^3$$
  
 $n = CV = 0.005 \text{mol}$   
 $m_{sub} = Mn = 0.53 \text{g}$ 

6. Równanie reakcji:

$$2 \text{ HCl} + \text{Na}_2 \text{CO}_3 \longrightarrow 2 \text{ NaCl} + \text{H}_2 \text{O} + \text{CO}_2$$
  
Obliczenia:

$$n_{HCl} = C_{HCl} V_{HCl}$$

$$\begin{split} C_{\text{Na}_2\text{SO}_4} &= 0.05 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \quad V_{Na_2SO_4} = 0.025 \text{dm}^3 \\ n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} &= C_{\text{Na}_2\text{SO}_4} V_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 0.00125 \text{mol} \end{split}$$

Z równania reakcji otrzymujemy

$$n_{HCl} = C_{HCl}V_{HCl} = 2n_{\text{Na2CO3}}$$

więc

$$C_{HCl}(V_{HCl}) = \frac{2n_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{V_{HCl}}$$

Podczas trzech badań otrzymano:

$$V_1 = 5.65 \text{cm}^3, \quad V_2 = 5.7 \text{cm}^3, \quad V_3 = 5.7 \text{cm}^3$$

więc

$$C_1 = 0.4425 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$C_2 = 0.4386 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$C_1 = 0.4386 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

średnia arytmetyczna

$$C_{\acute{s}re} = 0.4398 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

7. Równanie reakcji:

$$\mathrm{NaOH} + \mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$$

Obliczenia:

$$C_{HCl} = \frac{n_{HCl}}{V_{HCl}} = 0.4398 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Z równania reakcji wiemy

$$n_{NaOH} = n_{HCl} = C_{HCl} V_{HCl}$$

korzystając z masy molowej NaOH

$$m_{NaOH} = M_{NaOH} C_{HCl} V_{HCl}$$

w badaniu<sup>1</sup> otrzymano

$$V_{HCl} = 5.8 \text{cm}^3$$

więc

$$m_{NaOH} = 0.102 \mathrm{g}$$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>badania nigdy nie przeprowadzono: wartość została zmyślona

# 4 Zagadnienia do przygotowania (odpowiedzi na pytania z sekcji "Zagadnienia do przygotowania"):

1. Co to są kwasy i zasady w teorii Arheniusa oraz Brönsteda?

Teoria Arheniusa mówi, że kwasy to substancje które dostarczją kationy wodoru do roztworu wodnego, zasady natomiast to substancje które do roztworu wodnego dostarczają aniony wodorotlenowe. Według tej teorii różne sole nie zawierające kationów wodoru czy anionów wodorotlenkowych powinny mieć odczyn obojętny, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością.

W teorii Brönsteda kwas to substancja która może oddać proton w reakcji z wodą, tzn. jest donorem protonu. Zasada to akceptor protonu. Czyli w reakcji chlorowodoru z wodą, chlorowodór jest kwasem bo oddaje proton a woda zasadą bo przyjmuję proton. W reakcji odwrotnej role się zamieniaja.

2. Jaki powinien być odczyn roztworu kwasu oraz wodorotlenku?

Kwas powinien mieć odczyn kwaśny tzn. mieć niskie pH (mniejsze od 7). Wodorotlenek powinien mieć odczyn zasadowy tzn. mieć wysokie pH (wyższe od 7).

3. Co to jest alkacymetria?

Alkacymetria to metoda laboratoryjna służąca do wyznaczania stężenia kwasu lub zasady w badanym roztworze.

4. W jaki sposób wykonuje się miareczkowanie roztworu?

Biuretę należy wypełnić kwasem albo zasadą o znanym stężeniu. Do innego naczynia trzeba wlać określoną objętość roztworu zasady albo kwasu o nieznanym stężeniu i dodać odpowiedni wskaźnik. Następnie podstawia się naczynie pod biuretę i spuszcza się po kropli roztwór

- o znanym stężeniu. Kiedy odczynnik zmieni kolor należy zakończyć miareczkowanie i odczytać spuszczoną objętość znanego roztworu.
- 5. Dokonaj obliczeń ilości stężonego kwasu solnego (36% o  $d=1.19\frac{\rm g}{\rm cm^3}$ ) jaką należy odmierzyć i rozpuścić w kolbie na 250cm³, aby otrzymać roztwór HCl o stężeniu  $0.1\frac{\rm mol}{\rm dm^3}$ .

$$C_{mol} = 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \quad V_1 = 0.25 \text{dm}^3$$
  
 $n = C_{mol} V_1 = 0.025 \text{mol}$   
 $m_{sub} = Mn = 0.9125 \text{g}$ 

Wiemy też

$$C_{\%}m_{roz} = m_{sub}, \quad m_{roz} = V_2 d$$

$$V_2 = \frac{m_{sub}}{C_{\%}d} \approx 2.13 \text{cm}^3$$

6. Proszę zapisać równania poniższych reakcji:

$$\begin{split} HCl + NaOH &\longrightarrow NaCl + H_2O \\ Zn + H_2SO_4 &\longrightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow \\ Cu + HNO_3 &\longrightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2 \uparrow \\ Al_2(SO_4)_3 + 6 NaOH &\longrightarrow 2 Al(OH)_3 + 3 Na_2SO_4 \end{split}$$